

<b>Прайс-лист ХАІ-МЕДИКА</b>		<b>2026</b>
<b>Версія</b>	<b>Електрокардіографи КАРДІОЛАБ</b>	<b>Ціна (грн)</b>
КАРДІОЛАБ СЕ, СТАНДАРТ	<b>12-канальний</b> портативний кардіограф з автоматичною інтерпретацією, ЕКГ спокою, векторкардіографія, друк та звітність ЕКГ, прийом та передача ЕКГ електронною поштою. Підключення - <b>USB</b> .	<b>64 900</b>
<b>Додаткові модулі до комплексу КАРДІОЛАБ</b>		<b>Ціна (грн)</b>
ВСР	Аналіз варіабельності серцевого ритму, метод Баєвського, ПАРС (показник активності регуляторних систем).	<b>12 900</b>
ВЕЛО	Велоергометрія, стрес-тести, контроль ергометрів і бігових доріжок.	<b>39 900</b>
МД	Аналіз ЕКГ за методикою Душаніна. Спортивна медицина.	<b>12 900</b>
<b>Холтерівські монітори КАРДІОСЕНС</b>		<b>Ціна (грн)</b>
КАРДІОСЕНС К	Мініаторний трьохканальний реєстратор, одноразові електроди, можливість контролю ЕКГ за допомогою кишенькового комп'ютера, програма аналізу ЕКГ, аналіз порушень ритму, ST, QT, HRV, TSR. <b>1 реєстратор в комплекті.</b>	<b>139 900</b>
Реєстратор КАРДІОСЕНС К	Додатковий реєстратор ЕКГ до холтерівського комплексу КАРДІОСЕНС К, з витратними матеріалами.	<b>54 900</b>
<b>Електроенцефалографи НЕЙРОКОМ</b>		<b>Ціна (грн)</b>
НЕЙРОКОМ 16, СТАНДАРТ	<b>16 каналів</b> ЕЕГ, запис та перегляд ЕЕГ та ВП, картування ЕЕГ, повний аналіз, включаючи розкладання на незалежні компоненти (ICA) та ЕЕГ-томографія з локалізацією джерел активності ЕЕГ, автоматичне вимірювання параметрів ритму ЕЕГ, автоопис. Підключення - <b>USB</b> .	<b>219 900</b>
НЕЙРОКОМ 19, СТАНДАРТ	<b>23 канали</b> ЕЕГ, <b>1 канал</b> ЕКГ, запис і перегляд ЕЕГ і ВП, картування ЕЕГ, повний аналіз, включаючи розкладання на незалежні компоненти (ICA) і томографія ЕЕГ з локалізацією джерел активності ЕЕГ, автоматичне вимірювання параметрів ритму ЕЕГ, автоопис. Підключення - <b>USB</b> .	<b>259 900</b>
<b>Версія</b>	<b>Реографи РЕОКОМ</b>	<b>Ціна (грн)</b>
РЕОКОМ СТ, СТАНДАРТ	<b>Портативний, 4 канали</b> РЕО, канал ЕКГ, тетраполярний, реєстрація та аналіз РЕГ, РВГ, центральної гемодинаміки та ін., розкладання на НЧ та ВЧ компоненти, повна автоматична обробка, автоопис. Підключення - <b>USB</b> .	<b>85 900</b>
<b>Спірографи СПИРОКОМ</b>		<b>Ціна (грн)</b>
СПИРОКОМ, СТАНДАРТ	Портативний, запис <b>ЖЄЛ, ФЖЄЛ, МВЛ</b> , графічне відображення норм (Клемента, Кнудсона, ECCS, Pistelli & Bottai) в потоково-об'ємних показниках реального часу, <b>повний автоматичний опис</b> . Підключення - <b>USB</b> .	<b>75 900</b>
СПИРОКОМ, ПРОФ	Додатково до СТАНДАРТ проведення наборів досліджень та оцінка даних в динаміці з табличним та графічним порівнянням змін параметрів.	<b>85 900</b>

## **ВИРОБНИК - ТОВ "ХАІ-Медика" Харків, Україна**

Сертифікат відповідності Технічним регламентам медичних виробів №  
UA.TR.118.021.24.02 від 13.08.2025р

Гарантія **24 місяці**. Післягарантійна підтримка

**Безкоштовні навчання та доставка в будь-який регіон України.**

**61174, Україна, м. Харків, а/с 1550**  
**VDF +38 (095) 047 - 4000**  
**E-mail : info@xai-medica.com**

**ТОВ "ХАІ-МЕДИКА"**  
**КС +38 (098) 047 - 4000**  
**http://www.xai-medica.com**